

助成の対象となる 風しん抗体価

検査方法	測定キット（製造販売名）	単位	抗体価
HI法	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (テノカ生研株式会社)	希釈倍率	16倍以下
HI法	R-HI「生研」 (テノカ生研株式会社)	希釈倍率	16倍以下
EIA法	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラ IgG (テノカ生研株式会社)	EIA価	8.0未満
EIA法	エンザイグノスト B 風疹/IgG (シメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)	国際単位(IU/ml)	30未満
ELFA法	バイダス アッセイキット RUB IgG (シスマックス・ビオメリユ株式会社)	国際単位(IU/ml)	45未満
LTI法	ランピア ラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社)	国際単位(IU/ml)	30未満
LTI法	ランピア ラテックス RUBELLA II (極東製薬工業株式会社)	国際単位(IU/ml)	35未満
CLEIA法	アクセス ルベラ IgG (ハックマン・コルター株式会社)	国際単位(IU/ml)	45未満
CLEIA法	i-アッセイ CL 風疹 IgG (株式会社保健科学西日本)	抗体価	14未満
FIA法	BioPlex MMRV IgG (バイオラット・ラボラトリーズ株式会社)	抗体価(AI)	3.0未満
FIA法	BioPlex ToRC IgG (バイオラット・ラボラトリーズ株式会社)	国際単位(IU/ml)	30未満
CLIA法	Rubella-G アボット アボットジヤパン株式会社	国際単位(IU/ml)	25未満